


СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ,
Зам.директора ВНИИОФИ



Н. П. Муравская

" 23 " 10 2009 г.



Анализаторы биохимические моделей
Cobas c 111, Cobas c 111 ISE

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

г.р. 41985-09

Начальник отдела испытаний
и сертификации ВНИИОФИ



А. В. Иванов

" " _____ 2009 г.

2009 год

Настоящая методика поверки предназначена для проведения первичной и периодической поверки анализаторов биохимических моделей Cobas c 111, Cobas c 111 ISE изготавливаемых по технической документации фирмы Roche Diagnostics Ltd., Швейцария. Анализаторы биохимические моделей Cobas c 111, Cobas c 111 ISE (далее анализаторы) предназначены для измерений концентрации параметров жидких биопроб (сыворотка, плазма, моча или цельная кровь) фотометрическим методом и концентрации натрия, калия, хлора при использовании блока ионоселективных электродов (ISE) потенциометрическим методом.

Основная область применения: количественный биохимический анализ в клинико-диагностических лабораториях.

Межповерочный интервал - один год.

1.1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении первичной и периодической поверки должны быть выполнены операции, указанные в табл. 1.

Таблица 1.

№	Наименование операции	Номер пункта методики поверки
1	2	3
1	Внешний осмотр	1.7.1.
2	Опробование	1.7.2.
3	Проверка диапазона измерений оптической плотности	1.7.3.
4	Определение погрешности прибора при измерении оптической плотности	1.7.4.
5	Проверка диапазона измерений концентрации калия, натрия, хлора	1.7.5.
6	Определение погрешности прибора при измерении концентрации калия, натрия, хлора	1.7.6.
7	Оформление результатов поверки	1.8.

1.6. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

1.6.1. Подготавливают растворы для поверки по требованиям РМГ 60-2003 .

1.6.2. Проверить срок годности используемых контрольных материалов.

1.6.3. Все внешние контейнеры с жидкостями должны быть подключены к анализатору трубками

1.7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

1.7.1. Внешний осмотр

Проверяется соответствие комплектности анализатора требованиям технической документации фирмы.

В процессе осмотра необходимо также убедиться в отсутствии царапин, повреждений; монтаж анализатора должен быть выполнен согласно Руководству по эксплуатации.

1.7.2. Опробование

Опробование работы анализатора проводится для оценки его исправности.

Включить прибор тумблером, расположенным на верхней панели прибора слева.

В зависимости от температуры окружающей среды анализатор находится во включенном состоянии приблизительно 7 минут, за это время происходит установление температурных режимов (температура в реакционной кювете устанавливается $(37 \pm 0,1)$ °С, а в блоке реагентов - (8 ± 2) °С.

После завершения операции выхода в температурный режим на экране дисплея нажать на кнопку в правом нижнем углу (фон картинки с термометром должен стать зеленого цвета).

На экране дисплея в левом верхнем углу появится сообщение – Standby (состояние ожидания и готовности к работе).

После этого нужно зарегистрировать имя пользователя (стр.3 РЭ, раздел Включение системы п.п. 2-4.

Если при этом не появляется никаких сообщений об ошибках, то прибор готов к работе, можно приступать к процедуре поверки.

1.7.3. Проверка диапазона измерений оптической плотности.

Операция проверки диапазона измерений оптической плотности совмещается с операцией определения погрешности (п.1.7.4.).

1.7.4. Определение погрешности прибора при измерении оптической плотности.

Определение погрешности прибора при измерении оптической плотности проводится при использовании контрольного материала Check Solution Sample фирмы Roche Diagnostics GmbH, Германия.

Для определения погрешности необходимо:

- нажать на экране дисплея кнопки Utilities, Applications, Laboratory Parameters, далее выбираем позицию CHECK (убедиться, что обозначение указано без скобок);
- вернуться в Utilities;
- выбрать кнопку Diagnostics, далее нажать кнопки Fluid, Check Pipetting, Accuracy, >;
- 7 капель из флакона с контрольным материалом налить в пробирку Hitachi Cup, поместить пробирку в свободную позицию зоны образцов; примерно через 5 с. На экране дисплея появится запись о готовности к проведению 16 измерений;

- открыть крышку диска для реагентов;
- разместить растворы в указанные позиции на диске для реагентов в соответствии с Руководством по эксплуатации, затем закрыть крышку реагентного диска;
- разместить на реакционном диске два сегмента с 16 измерительными кюветами;
- нажать кнопку старт (верхняя кнопка справа от дисплея);
- после завершения процесса измерений дождаться звукового сигнала;
- перенести результаты измерений на флеш карту USB, предварительно вставив ее в гнездо на передней панели,; таким образом сформирован файл отчета о результатах 16 измерений на флеш карте, этот файл заархивирован и содержит в обозначении год, месяц, день, время создания.
- результаты измерений обрабатываются с использованием компьютера и программы Microsoft Excel.

1.7.5. По результатам измерений рассчитывается относительное среднее квадратическое отклонение (СКО) при измерении оптической плотности.

СКО рассчитывается по формуле:

$$S = \sqrt{\frac{\sum (D_i - D)^2}{n(n-1)}} \cdot 1/D \cdot 100, \% \quad , \text{ где}$$

- D_i - измеренное значение оптической плотности раствора, Б
- D - среднее значение оптической плотности раствора, Б
- n - число измерений ($n = 16$)

Значение СКО должно быть не более 1,5 %.

Диапазон измерений оптической плотности должен быть 0 – 2,5 Б.

1.7.6. Проверка диапазона измерений концентрации калия, натрия, хлора.

Операция проверки диапазона измерений калия, натрия, хлора совмещается с операцией определения погрешности (п.1.7.6.).

1.7.7. Определение погрешности при измерении концентрации калия, натрия, хлора.

Определение погрешности прибора при измерении концентрации проводится при использовании контрольных материалов Precipath U (PPU), Precinorm U (PNU) фирмы Roche Diagnostics GmbH, Германия. Подготовить контрольные материалы в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией по применению (в лиофилизированный контрольный материал добавляется 5 мл дистиллированной воды).

Для определения погрешности необходимо:

- подготовить ISE модуль к работе в соответствии с Руководством по эксплуатации (Раздел 14, стр.Е-35), в случае необходимости выполнить обслуживание электродов;
- провести 5 измерений на ISE модуле, используя 0,5 мл³ PPU и PNU как образец сыворотки пациента (Руководство по эксплуатации Раздел 5 стр.В-31)

1.7.7.1. По результатам измерений рассчитывается относительное среднее квадратическое отклонение (СКО) при измерении концентрации.

СКО рассчитывается по формуле:

$$S = \sqrt{\frac{\sum (D_i - D)^2}{n(n-1)}} \cdot 1/D \cdot 100, \% \quad , \text{ где}$$

- D_i - измеренное значение концентрации (калий, натрий, хлор), ммоль/л
- D - среднее значение концентрации (калий, натрий, хлор), ммоль/л
- n - число измерений ($n = 5$)

Значение СКО должно быть не более 2 %

Диапазон измерений концентрации, ммоль/л, должен быть:

- | | |
|----------|----------|
| - калия | 1 – 100 |
| - натрия | 20 -250 |
| - хлора | 20 - 250 |

1.8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

1.8.1. Положительные результаты поверки прибора должны быть оформлены выдачей свидетельства о поверке по форме, установленной Госстандартом, в соответствии с ПР 50.2.006-94.

1.8.2. Приборы, не удовлетворяющие требованиям настоящей Методики, а также приборы, имеющие неисправности, признаются непригодными и к применению не допускаются.

Повторная поверка производится после устранения замечаний, отмеченных поверителем.

к/с/у