ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы электронные ВСЛТ

Назначение средства измерений

Весы электронные ВСЛТ (далее - весы) предназначены для статического измерения массы.

Описание средства измерений

Принцип действия весов основан на преобразовании действующей на весы силовой нагрузки, создаваемой взвешиваемым объектом, в деформацию упругого элемента весоизмерительного датчика, на котором нанесены тензорезисторы. Деформация упругого элемента вызывает изменение электрического сопротивления тензорезисторов, преобразуемого в аналоговый электрический сигнал. Электрический сигнал, пропорциональный массе взвешиваемого объекта, поступает на вход вторичного преобразователя для обработки и индикации результатов измерений.

Весы состоят из весоизмерительного датчика, индикатора, грузоприемного и грузопередающего устройств. Грузоприемное устройство состоит из грузоприемной платформы (металлической чашки) и держателя платформы. Грузопередающее устройство состоит из направляющих, обеспечивающих вертикальное воздействие на датчик.

Индикатор обеспечивает электрическое питание датчика, аналого-цифровое преобразование его сигнала, обработку и индикацию результатов измерений.

Весы выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся своими метрологическими характеристиками, и имеют следующее обозначение.

ВСЛТ-АК/В, где:

ВСЛТ – обозначение типа весов;

А – максимальная нагрузка, г или кг;

К – указывает, что максимальная нагрузка весов выражена в килограммах;

В – количество знаков после запятой на цифровом табло.

Варианты исполнения весов отличаются габаритными размерами, массой, вариантами питания. Вариант исполнения обозначается буквой латинского алфавита и указывается после обозначения модификации.

Весы выпускается с цифровыми дисплеями в следующих вариантах исполнения:

- с жидкокристаллической индикацией;
- с люминесцентной индикацией.

Весы оснащены следующими устройствами:

- устройство первоначальной установки нуля;
- полуавтоматическое устройство установки нуля;
- устройство выборки массы тары;
- устройство установки по уровню весов (индикатор уровня и регулируемые по высоте ножки);
- полуавтоматическое устройство юстировки чувствительности.
 - Весы реализуют следующие функции:
- процентное взвешивание;
- счетный режим.

Весы имеют возможность установки интерфейса RS-232, RS-485 или USB для подключения компьютера или принтера по специальному заказу.



Рисунок 1 – Общий вид весов

Для защиты от несанкционированного доступа корпус весов пломбируется пломбойнаклейкой в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2.




Рисунок 2 - Схема пломбирования от несанкционированного доступа



Рисунок 3 – Маркировка весов

Маркировка весов (рисунок 3) содержит следующие сведения:

- торговая марка/товарный знак изготовителя;
- модификация весов;
- максимальная нагрузка (Мах);
- минимальная нагрузка (Min);
- действительная цена деления (d);
- знак утверждения типа;
- заводской номер весов;
- год изготовления.

Программное обеспечение

В весах электронных ВСЛТ используется встроенное программное обеспечение (ПО), выполняющее функции по сбору, передаче и представлению измерительной информации.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Наименование программного обеспечения	Идентифика- ционное на- именование программного обеспечения	Номер версии (идентифика- ционный номер) про- граммного обеспечения	Цифровой идентификатор метрологически значимой части программного обеспечения (контрольная сумма испол-	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
ВСЛТ	VSLT	U 3	няемого кода) 16E66386	CRC32

Идентификация программы: после включения весов на индикаторе отображается максимальная нагрузка весов, в правом нижнем углу версия программного обеспечения U 3. Идентификация контрольной суммы доступна только на этапе изготовления весов. Подготовленные к применению весы для защиты от несанкционированного доступа пломбируются пломбой-наклейкой.

Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «А» по МИ 3286-2010 для весов без интерфейса связи.

Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010 для весов, оснащенных интерфейсом связи.

Метрологические и технические характеристики

1. Максимальная нагрузка (Max) и минимальная нагрузка (Min), действительная цена деления (d), пределы допускаемой погрешности весов (mpe) при поверке приведены в таблице 2. Таблица 2

					Пределы
Обозначение	Мах, г	Min, г	d , г	Интервалы	допускаемой
				взвешивания, г	погрешности
					при поверке, г
ВСЛТ-60/3	60	0,02	0,001	От 0,02 до 50 вкл.	$\pm 0,005$
DCJ11-00/3	00	0,02	0,001	От 50 до 60 вкл.	± 0,01
ВСЛТ-120/3	120	0,02	0,001	От 0,02 до 50 вкл.	$\pm 0,005$
DCJ11-120/3	120	0,02	0,001	От 50 до 120 вкл.	± 0,01
ВСЛТ-150/3 150	0,02	0,001	От 0,02 до 50 вкл.	$\pm 0,005$	
	130	0,02	0,001	От 50 до 150 вкл.	± 0,01
ВСЛТ-200/3	200	0,02	0,001	От 0,02 до 50 вкл.	$\pm 0,005$
DCJ11-200/3	200 0,02 0,001	0,001	От 50 до 200 вкл.	± 0,01	
				От 0,02 до 50 вкл.	$\pm 0,005$
ВСЛТ-210/3	210	0,02	0,001	От 50 до 200 вкл.	$\pm 0,010$
				От 200 до 210 вкл.	$\pm 0,015$
				От 0,02 до 50 вкл.	$\pm 0,005$
ВСЛТ-220/3	220	0,02	0,001	От 50 до 200 вкл.	$\pm 0,010$
				От 200 до 220 вкл.	$\pm 0,015$
ВСЛТ-300/3	300			От 0,02 до 50 вкл.	$\pm 0,005$
		0,02	0,001	От 50 до 200 вкл.	$\pm 0,010$
				От 200 до 300 вкл.	$\pm 0,015$

					Пределы
Обозначение	Max =	3.6	,	Интервалы	допускаемой
	Мах, г	Min, г	d , г	взвешивания, г	погрешности
					при поверке, г
			От 2 до 50 вкл.	От 2 до 50 вкл.	± 0,025
ВСЛТ-400/2	400	2	0,010	От 50 до 200 вкл.	$\pm 0,05$
			,	От 200 до 400 вкл.	$\pm 0,1$
				От 2 до 50 вкл.	± 0,025
ВСЛТ-410/2	410	2	0,010	От 50 до 200 вкл.	$\pm 0,05$
				От 200 до 410 вкл.	$\pm 0,1$
				От 2 до 50 вкл.	± 0,025
ВСЛТ-420/2	420	2	0,010	От 50 до 200 вкл.	$\pm 0,05$
			,	От 200 до 420 вкл.	$\pm 0,1$
				От 2 до 50 вкл.	± 0,025
ВСЛТ-440/2	440	2	0,010	От 50 до 200 вкл.	$\pm 0,05$
			.,	От 200 до 440 вкл.	$\pm 0,1$
ВСЛТ-500/2	500	0,5	0,010	От 0,5 до 500 вкл.	± 0,05
DOUT 510/0	510	0.7		От 0,5 до 500 вкл.	± 0,05
ВСЛТ-510/2	510	0,5	0,010	От 500 до 510 вкл.	± 0,1
DCHT (00/0	600	0.5	0.010	От 0,5 до 500 вкл.	± 0,05
ВСЛТ-600/2	600	0,5	0,010	От 500 до 600 вкл.	± 0,1
D.C.H.T. (10/0	610		0.010	От 0,5 до 500 вкл.	± 0,05
ВСЛТ-610/2	610	0,5	0,010	От 500 до 610 вкл.	± 0,1
D G T T 100/2			0.010	От 0,5 до 500 вкл.	± 0,05
ВСЛТ-620/2	620	0,5	0,010	От 500 до 620 вкл.	± 0,1
				От 0,5 до 500 вкл.	± 0,05
ВСЛТ-820/2	820	0,5	0,010	От 500 до 820 вкл.	± 0,1
				От 0,5 до 500 вкл.	± 0,05
ВСЛТ-1К/2	1000	0,5	0,010	От 500 до 1000 вкл.	± 0,1
DOUT 1 OK/O	1200	0.5	0.010	От 0,5 до 500 вкл.	± 0,05
ВСЛТ-1,2К/2	1200	0,5	0,010	От 500 до 1200 вкл.	$\pm 0,1$
DCIIT 1.51//2	1500	0,5	0,010	От 0,5 до 500 вкл.	± 0,05
ВСЛТ-1,5К/2	1500	0,5	0,010	От 500 до 1500 вкл.	$\pm 0,1$
ВСЛТ-2К/2	2000	0,5	0.010	От 0,5 до 500 вкл.	± 0,05
DCJ11-2R/2	2000	0,5	0,010	От 500 до 2000 вкл.	$\pm 0,1$
				От 0,5 до 500 вкл.	± 0,05
ВСЛТ-2,2К/2	2200	0,5	0,010	От 500 до 2000 вкл.	$\pm 0,1$
				От 2000 до 2200 вкл.	$\pm 0,15$
				От 20 до 500 вкл.	$\pm 0,1$
ВСЛТ-2,2К/1	2200	20	0,100	От 500 до 2000 вкл.	± 0,2
				От 2000 до 2200 вкл.	± 0,3
				От 0,5 до 500 вкл.	± 0,05
ВСЛТ-3К/1	3000	0,5	0,010	От 500 до 2000 вкл.	$\pm 0,1$
				От 2000 до 3000 вкл.	$\pm 0,15$
ВСЛТ-3,1К/1			0,100	От 20 до 500 вкл.	± 0,5
	3100	20		От 500 до 2000 вкл.	± 1
				От 2000 до 3100 вкл.	± 1,5
ВСЛТ-4К/1	4000			От 20 до 500 вкл.	± 0,25
		20	0,100	От 500 до 2000 вкл.	± 0,5
				От 2000 до 4000 вкл.	± 1
				От 20 до 500 вкл.	± 0,25
ВСЛТ-4,2К/1	4200	20	0,100	От 500 до 2000 вкл.	± 0,5
				От 2000 до 8400 вкл.	± 1

Окончание таблицы 2

,					Пределы
Обозначение	Мах, г	Min, г	d , г	Интервалы	допускаемой
	1,1421, 1			взвешивания, г	погрешности
					при поверке, г
ВСЛТ-5К/1	5000	5	0,100	От 5 до 5000 вкл.	± 0,5
ВСЛТ-5,1К/1	5100	5	0,100	От 5 до 5000 вкл.	± 0,5
DCJ11-3,1K/1	3100			От 5000 до 5100 вкл.	± 1
ВСЛТ-6К/1	6000	5	0,100	От 5 до 5000 вкл.	± 0,5
DCJ11-0K/1	0000	3		От 5000 до 6000 вкл.	± 1
ВСЛТ-6,1К/1	6100	5	0,100	От 5 до 5000 вкл.	± 0,5
DCJ11-0,1K/1	6100	3		От 5000 до 6100 вкл.	± 1
DOUT COLL	6200	5	0,100	От 5 до 5000 вкл.	± 0,5
ВСЛТ-6,2К/1	6200	3	0,100	От 5000 до 6200 вкл.	± 1
DСПТ 9 2V/1	ВСЛТ-8,2К/1 8200 5	0,100	От 5 до 5000 вкл.	± 0,5	
DCJ11-0,2K/1	8200	3	0,100	От 5000 до 8200 вкл.	± 1
ВСЛТ-10К/1	10000	5	0,100	От 5 до 5000 вкл.	± 0,5
DCJ11-10K/1	10000	3	0,100	От 5000 до 10000 вкл.	± 1
ВСЛТ-12К/1	12000	5	0,100	От 5 до 5000 вкл.	± 0,5
		3		От 5000 до 12000 вкл.	± 1
ВСЛТ-20К/1	20000	5	0,100	От 5 до 5000 вкл.	± 0,5
		J		От 5000 до 20000 вкл.	± 1
				От 5 до 5000 вкл.	± 0,5
ВСЛТ-24К/1	24000	5	0,100	От 5000 до 20000 вкл.	± 1
				От 20000 до 24000 вкл.	± 1,5

2. Предел допускаемого размаха mpe					
3. Диапазон устройства выборки массы тары от 0 до Мах					
4. Время установления показаний, с, не более					
5. Условия эксплуатации:					
- рабочий температурный диапазон (Tmin, Tmax), °C + 10, + 40					
- относительная влажность воздуха, %					
6. Габаритные размеры весов ВСЛТ:					
- длина, ммот 200 до 400					
- ширина, ммот 150 до 300					
- высота, мм					
7. Масса весов ВСЛТ, кг					
8. Потребляемая мощность, В-А, не более					
9. Параметры электропитания:					
1) от сети переменного тока (через адаптер):					
- напряжением, B					
- частотой, Γ ц					
2) автономное от аккумуляторной батареи напряжением, B					
10. Вероятность безотказной работы за 2000 ч					
11. Средний срок службы весов, лет					

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится графическим способом на табличку, закрепленную на корпусе весов, или на лицевую панель, а также, типографским способом, на титульный лист руководства по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

- 1. Весы 1 шт.
- 2. Методика поверки МП 2301-0114-2011 1 экз.
- 3. Руководство по эксплуатации (РЭ) 1 экз.

Поверка

осуществляется по методике поверке МП 2301-0114-2011 «ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВСЛТ. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» $12.07.2011~\Gamma$.

Основные средства поверки: эталонные гири 2-го, 3-го разряда в соответствии с ГОСТ 8.021-2005.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВСЛТ. Руководство по эксплуатации»

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам электронным **BC**ЛТ

- 1. ГОСТ 8.021-2005 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы.
- 2. Технические условия ТУ 4274-011-50062845-2011 «ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВСЛТ. Технические условия».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Для применения вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Изготовитель

ЗАО «ВЕС-СЕРВИС», г. Санкт-Петербург

Адрес:192007, Россия, г. Санкт-Петербург, Камчатская ул., д.9 литер. В, пом.11Р

тел. (812) 492-36-73

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

Регистрационный номер 30001-10

Адрес: Санкт-Петербург, 190005, Московский пр., 19,

тел: +7 812 251-7601, + 7 812 327-5835, факс: +7 812 713-0114,

e-mail: info@vniim.ru, http://www.vniim.ru

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Е. Р. Петросян

МΠ	- //	**	2011 г
IVI. I I	~~	>>	ZUI I I'