

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ
ФГУ «Томский ЦСМ», к.т.н.
М.М.Чухланцева

» 12 _____ 2005 г.

<i>Анализаторы вольтамперометрические ТА-4</i>	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер <u>25353-03</u> Взамен № _____
--	---

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4215-001-59681863-2003

Назначение и область применения

Анализаторы вольтамперометрические ТА-4 предназначены для измерения массовой концентрации электрохимически активных элементов и веществ при анализе проб различных объектов методом прямой и инверсионной вольтамперометрии.

На анализаторах можно определять массовые концентрации элементов и веществ:

- Zn, Cd, Pb, Cu, Sn, Sb, Bi, Mn, As, Hg, Se, Co, Fe, Ni, Cr, In, Pt, Os, Ir, Rh, Pd, Ru, Au, Ag, J, Cl, Br, Mo, Li, K, Na, Ba, Be, U, V, W, Tl, Ca;
- анилина, фенола и его производных, витаминов (В₁, В₂, В₆, В₁₂, С, Е, РР).

Объектами анализа могут быть:

- продукты питания (алкогольные и безалкогольные напитки, молоко и молочные продукты, мясо, рыба, крупа, мука, сахар, овощи, фрукты и продукты их переработки);
- парфюмерия, косметика;
- воздух, аэрозоли;
- вода (природная, питьевая, сточная);
- почва, торф, ил;
- высокочистые материалы;
- руды, минералы;

а также другие материалы, которые могут быть переведены в раствор путем соответствующей пробоподготовки.

Анализаторы вольтамперометрические ТА-4 можно применять в аналитических, экологических, инспекционных, сертификационных, научно-исследовательских и других лабораториях и центрах.

Описание

Анализаторы вольтамперометрические ТА-4 представляют собой автоматизированные приборы настольного исполнения с встроенным источником ультрафиолетового облучения анализируемых растворов и тремя каналами измерений. Принцип действия – прямая и инверсионная вольтамперометрия с постоянно-токовой, ступенчатой, дифференциальной импульсной и квадратно-волновой разверткой поляризующего напряжения. Для управления работой анализа-

торов и обработки результатов измерений используют IBM-совместимый персональный компьютер. Анализаторы подключают к компьютеру через последовательный СОМ-порт.

Основные технические характеристики

Диапазон измерений массовой концентрации ионов, мг/дм ³ -	от 0,0001 до 1,0
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения массовой концентрации ионов, %, не более -	25
Питание осуществляют от сети переменного тока напряжением, В -	(220 ± 22),
частотой, Гц -	(50 ± 1)
Габаритные размеры, мм, не более -	310 x 270 x 110
Масса, кг, не более -	4,0
Рабочие условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °С -	от 10 до 35;
- относительная влажность при 25 °С, % -	от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа -	от 84 до 106,7
Средний срок службы, лет, не менее -	5

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на платформу анализаторов с левой стороны методом наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность

Комплект поставки приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Количество, шт
1 Анализатор ТА-4	ТУ 4215-001-59681863-2003	1
2 Электроды: ртутно-пленочный; хлорсеребряный; корпус для хлорсеребряного электрода	ФЮРА.662200.006.СБ ФЮРА.662200.007.СБ ФЮРА. 731000.001.СБ	4 6 7 3 4 } <i>всего электродов 17 шт</i>
3 Дозатор пипеточный 5-50 мкл	ТУ 9452-002-33389998-2002	1
4 Стакан кварцевый	ТУ 21-23-238-88	7
5 Государственные стандартные образцы состава водных растворов ионов: цинка кадмия свинца меди	Свидетельство на ГСО ГСО 7256-96; ГСО 7472-98; ГСО 7012-93; ГСО 7255-96	по 5 мл каждого элемента
6 Кабель соединительный	ФЮРА.434000.004.СБ	1
7 Кабель сетевой трехпроводный	Н03VV-R GGG 0,75 мм ² или подобный	1
8 Руководство по программному обеспечению	ФЮРА.414000.004.ПО	1
9 Диск с программным обеспечением	CD	1
10 Руководство по эксплуатации (с методикой поверки)	ФЮРА.414000.004.РЭ	1
11 Упаковочная коробка из картона	ГОСТ 793-89	1

Поверка

Поверку анализаторов вольтамперометрических ТА-4 осуществляют в соответствии с разделом 5 «Поверка анализатора» руководства по эксплуатации ФЮРА.414000.004.РЭ, согласованным директором ГЦИ СИ ФГУП «СНИИМ» В.Я.Черепановым 20.04.2003 г.

Основные средства поверки указаны в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Метрологические характеристики	
	Диапазон	Погрешность, цена деления, класс точности
1 Государственный стандартный образец состава водных растворов ионов кадмия (ГСО)	Аттестованное значение 1,0 г/дм ³	Погрешность аттестованного значения не превышает 1,0 % отн.
2 Вода бидистиллированная типа АВФ99П1	По ТУ 6-09-2502-77	
3 Ртуть металлическая	По ГОСТ 4658-73	
4 Кислота муравьиная	По ГОСТ 5848-73	
5 Калий хлористый	По ГОСТ 4234-77	
6 Кислота азотная	По ГОСТ 4461-77	
7 Пипетки или дозаторы пипеточные	вмест. 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 см ³ дискретность установки доз 1,0 или 3,0 мкл	1 или 2 класса 5 % отн.
8 Колбы мерные	2-50-2 по ГОСТ 1770-74	

Примечание: Возможно применение средств, не приведенных в таблице 2, но обеспечивающих определение (контроль) метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

Межповерочный интервал – 2 года.

Нормативные и технические документы

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 22729-84 Анализаторы жидкости ГСП. Общие технические условия.

ТУ 4215-001-59681863-2003 Анализатор вольтамперометрический ТА-4. Технические условия.

Заключение

Тип «Анализаторы вольтамперометрические ТА-4» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, включен в действующую государственную поверочную схему и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель

ООО «НПП «Томьаналит» (ИНН 7017083640)

☒ Россия, 634004, г.Томск, пр. Кирова, д.60, оф.52

☎ (3822) – 563-446; факс (3822) – 563-525

Директор ООО «НПП «Томьаналит»

В.И.Чернов

