

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### рН-метры типа рН-150М, рН-метры-иономеры типа рХ-150МП

#### Назначение средства измерений

рН-метры типа рН-150М, рН-метры-иономеры типа рХ-150МП (далее приборы) предназначены:

- для измерений активности ионов водорода (рН) и активности любых одно- и двухвалентных анионов и катионов (рХ);
- окислительно-восстановительного потенциала (Еh);
- температуры анализируемой среды (t) в режиме измерений t (рН-150М) или в режимах измерений рХ и Еh (рХ-150МП).

#### Описание средства измерений

Принцип действия измерительного преобразователя приборов (в дальнейшем преобразователей) основан на преобразовании ЭДС электродной системы и других источников ЭДС в пропорциональное по величине напряжение с представлением результатов в цифровой форме.

Приборы состоят из электродной системы, являющейся датчиком измерительного сигнала в режимах измерения рХ и Еh, датчика температуры и измерительного преобразователя, на цифровом табло которого отображается измерительная информация в единицах рХ, мВ и °С.

Типы приборов различаются схемным решением измерительного преобразователя в части математических преобразований сигнала измерительной информации:

рН-150М - преобразование с применением аналоговых электронных компонентов;

рХ-150МП - преобразование с применением микропроцессоров.

В зависимости от вида измеряемых ионов предусмотрены следующие исполнения прибора типа рХ-150МП:

рХ-150МП - для измерений активности одно- и двухвалентных анионов и катионов (рХ), включая ионы водорода;

рН-150МП - для измерений активности только ионов водорода (рН)

Приборы выполнены в портативном корпусе, позволяющем производить измерения в условиях повышенной влажности.



Рисунок 1. рН-метр типа 150-М




Рисунок 2. рХ-метр-иономер типа 150-МП

### Программное обеспечение

Идентификационные данные программного обеспечения рН-метров типа рН-150М, рН-метров-иономеров типа рХ-150МП

Наименование (назначение) программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
Программа на рХ-150 МП	рХmetr.hex	2	0277349С	MD5

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений по МИ 3286-2010 – С – метрологически значимая часть ПО СИ и измеренные данные достаточно защищены с помощью специальных средств защиты от преднамеренных изменений.

### Метрологические и технические характеристики

Измеряемая величина	Тип прибора	Диапазон измерений преобразователя	Дискретность показаний
Активность ионов водорода, рН	рН-150М	от - 1,00 до 14,00	0,01
Активность ионов водорода и других одно- и двухвалентных катионов и анионов, рХ	рХ-150МП	от - 20,00 до 20,00	0,01
Окислительно-восстановительный потенциал, мВ	рН-150М	от - 1999 до 1999	1
	рХ-150МП	от - 2000,00 до 2000,0	0,1
Температура анализируемой среды, °С	рН-150М	от - 10 до 100	1
	рХ-150МП	от - 10,0 до 120,0	0,1

Измеряемая величина	Тип прибора	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности	
		прибора	преобразователя
Активность ионов водорода, рН (рХ)	Все типы	$\pm 0,05$	$\pm 0,02$
Окислительно-восстановительный потенциал, мВ	рН-150М	$\pm 3$	$\pm 3$
	рХ-150МП	$\pm 2,0$	$\pm 2,0$
Температура анализируемой среды, °С	рН-15(0)М	$\pm 2$	$\pm 2$
	рХ-150МП	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$

Предел допускаемой дополнительной погрешности в долях предела допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователя, вызванной изменением температуры окружающего воздуха, на каждые 10 °С:

- в режиме активности ионов водорода, рН (рХ)	1,5
- в режиме измерений ЭДС, мВ	1,0
- в режиме измерений температуры, °С	0,5

Диапазон рабочих температур °С от 5 до 40

Питание приборов от автономного источника напряжением, В от 5 до 6

или через блок сетевого питания от сети однофазного переменного тока напряжением, В  $220_{-33}^{+22}$

Мощность, потребляемая преобразователем от сети переменного тока при номинальном напряжении, Вт, не более 8

Габаритные размеры преобразователя, мм, не более 245x110x75

Масса прибора, кг, не более 2,5

Средняя наработка на отказ преобразователя, ч 9000

Средний срок службы преобразователя, лет 10

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель прибора методом штамповки и на титульный лист руководства по эксплуатации методом компьютерной графики.

### Комплектность средства измерений

В комплект поставки приборов входят:

Преобразователь	1 шт.
Комплект инструмента и принадлежностей	1 компл.
Формуляр	1 экз.
Методика поверки МП МН 411-98	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

### Поверка

осуществляется по документу «рН-метр типа рН-150М, рН-метры-иономеры типа рХ-150МП. Методика поверки» 1Е2.840.858Д2 МП. МН 411-98, утвержденным Госстандартом Республики Беларусь ГП ЦЭСМ.

Перечень основного оборудования, необходимого для поверки:

компаратор напряжения	диапазон измерений напряжения от 0 В до 11,11 В, класс точности 0,0005
магазин сопротивлений	класс точности 0,02, предел измерений сопротивления $10^9$ Ом.
имитатор электродной системы	погрешность $\pm 5$ мВ, диапазон выходных напряжений от 0 мВ до 2011 мВ.
рабочие эталоны рН	по ГОСТ 8.135 типы 3,4,5

**Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к рН-метрам типа рН-150М, рН-метрам-иономерам типа рХ-150МП**

Технические условия ТУ 25 - 7410.003-86. рН-метры типа рН-150М, рН-метры-иономеры типа рХ-150МП, Республика Беларусь.

**Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений:**

- при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды;
- при выполнении измерений, проводимых по поручению органов суда, прокуратуры, арбитражного суда, государственных органов управления РФ.

**Изготовитель**

Открытое акционерное общество «Гомельский завод измерительных приборов»  
(ОАО «ГЗИП»)  
Республика Беларусь, 24601 г. Гомель, ул. Интернациональная, 49  
Тел.(375232)746411, факс: 375(232)74-47-03; <http://www.zipgomel.com>  
e-mail: [zip@mail.gomel.by](mailto:zip@mail.gomel.by)

**Экспертиза проведена**

ФГУП «ВНИИМС»

Аттестат аккредитации № 30004-08 от 27.06.2008 г.

119361, г. Москва, ул. Озерная, 46

Тел.: (495) 437-5577 факс: (495) 437-5666

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.П.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_2012 г.