

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Пульсоксиметры переносные TuffSat

Назначение средства измерений

Пульсоксиметры переносные TuffSat предназначены для непрерывного неинвазивного измерения насыщения (сатурации) кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO_2), измерений и непрерывного отображения частоты пульса (ЧП).

Описание средства измерений

Принцип работы пульсоксиметров переносных TuffSat (далее - пульсоксиметр) основан на различии спектрального поглощения оксигемоглобина и восстановленного гемоглобина крови на двух длинах волн.

Пульсоксиметр обеспечивает:

- определение насыщения (сатурации) кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO_2);
- отображение на экране дисплея кривой пульса;
- установку пределов тревожной сигнализации и подачу сигналов тревоги по всем измеряемым параметрам;
- обнаружение неисправности датчика.

Конструктивно пульсоксиметр выполнен в настольном исполнении в пластмассовом корпусе. В комплект пульсоксиметра входят пальцевые датчики OxyTip[®]+

Значение SpO_2 и частота пульса отображаются на большом световом светодиодном дисплее. Сигналы тревоги подаются звуком, миганием числовых показаний и отображением сообщений. Присутствует функция самодиагностики: цепь измерения, включая качество датчика, могут быть автоматически проверены.



Рисунок 1 - Пульсоксиметр переносной TuffSat.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) пульсоксиметров запускается в автоматическом режиме после включения прибора. Идентификационные данные программного обеспечения приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
Trend Download Software	Trend Download	v2.1	0x5E1CF4E7	crc 32

Программное обеспечение «Trend Download» используется для выполнения измерений, просмотра результатов измерений в реальном времени на дисплее прибора, изменения настроечных параметров, просмотра памяти данных и т.д. Обеспечена защита на аппаратном уровне (опломбирование) от несанкционированной подмены программного модуля.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений: соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010. Влияние встроенного программного обеспечения на метрологические характеристики монитора учтено при нормировании метрологических характеристик.

Метрологические и технические характеристики

Диапазон измерений SpO₂, %: от 70 до 100;

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении SpO₂, %: ±2;

Диапазон измерений частоты пульса, мин⁻¹: от 30 до 250;

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты пульса, мин⁻¹: ± 2.

Питание пульсоксиметра осуществляется от четырех батареек типа АА, напряжением 4×1,5 В;

Масса, кг: 0,275;

Габаритные размеры, мм; 150x30x70;

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С: от 10 до 40;
- относительная влажность воздуха, %: от 20 до 95;
- атмосферное давление, кПа (от 630 до 795 мм рт. ст.): от 84 до 106,7;

Средний срок службы, лет: 5.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства пользователя типографским способом и на корпус пульсоксиметра методом сеткографии.

Комплектность средства измерений

1. Основной блок пульсоксиметра – 1 шт;

2. Набор датчиков SpO₂– 1 комп (5 шт);
3. Аккумуляторная батарея — 1 шт;
4. Кабели датчика – – 1 комп 5 шт);
5. Крепление к пульсоксиметрическим датчикам – 1 шт;
6. Пульсоксиметрические электроды
7. Руководство пользователя – 1 шт;

Поверка

осуществляется в соответствии с МИ 3280-2010 «ГСИ. Пульсовые оксиметры и пульсоксиметрические каналы медицинских мониторов. Методика поверки».

Основные средства поверки:

- установка для поверки пульсоксиметров QA-510, ГрСи №25659-03.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений изложена в Руководстве по эксплуатации «Пульсоксиметры переносные. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к пульсоксиметрам переносным TuffSat

1. ГОСТ Р ИСО 9919-2007 Оксиметры пульсовые медицинские. Технические требования и методы испытаний;
2. Техническая документация фирмы “GE Healthcare Finland Oy”, Финляндия

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

осуществление деятельности в области здравоохранения

Изготовитель

фирма: “GE Healthcare Finland Oy”, Финляндия

адрес: Kuortaneenkatu 2, FI-00510, Helsinki, tel: 010 394 11,

e-mail: etunimi.sukunimi@ge.com, Finland.

Заявитель

ООО «Медтехконсалтинг», Россия, 115093, 123308, г. Москва, ул. Мневники, д. 3, корп. 1, этаж 3, тел/факс: (495) 783-42-17.

Испытательный центр

ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»,

адрес: 119005, Санкт-Петербург, Московский пр.19, тел. (812) 251-76-01, факс (812) 713-01-14, e-mail: info@vniim.ru, <http://www.vniim.ru>, зарегистрирован

под № 30001-10.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Е.Р. Петросян

М.П. «____» _____ 2012 г.