

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Анализаторы гемостаза STA Compact Max и STA R Max

#### Назначение средства измерений

Анализаторы гемостаза STA Compact Max и STA R Max (далее анализаторы) предназначены для измерения времени свертывания проб плазмы крови, приготовленных по методикам коагулометрического анализа.

#### Описание средства измерений

Принцип действия анализаторов основан на измерении интервала времени между моментом ввода реагента, активирующего процесс коагуляции, и фиксируемым прибором моментом образования сгустка крови или нитей фибрина. Момент возникновения сгустка определяется по изменению поглощения света или по увеличению вязкости пробы.

Конструктивно анализаторы состоят из монитора с сенсорным экраном, клавиатурой, мышью и анализатора, в который входят:

- правая передняя панель в которую встроены: штатив для утилизации кювет, штатив для реагентов, штатив для образцов, панель измерительного блока, головка пипеточного дозатора с тремя иглами, пневматический цилиндр, промывочные лунки, измерительная станция, инкубационная зона (16 позиций), измерительная зона (4 позиции), станция загрузки кювет, аспирационная головка, штатив для роллера кювет, шприц;
- левая передняя панель, в которую входят: сканер штрих-кода, дисковод CD/DVD ROM, порт USB, кнопка настройки громкости звуковых сигналов;
- задняя панель с воздушным фильтром, вентиляционными отверстиями и разъемами для подключения для внешнего оборудования (разъем PS/2 для мыши, параллельный порт, разъем для монитора, разъем PS/2 для клавиатуры, подключение главного компьютера, подключение сети Ethernet через порт RJ45);
- левая боковая панель с вентиляционными отверстиями, предохранителями, переключателем напряжения, гнездом для кабеля питания, главным переключателем, наклейка с информацией;
- правая боковая панель с оптическим модулем, емкостью для отработанных жидкостей, резервуаром с жидкостью для элементов Пельтье, промывающим раствором, емкостью с раствором STA Cleaner Solution, вакуумной емкостью.

Анализаторы гемостаза STA Compact Max и STA R Max отличаются следующими параметрами, указанными в таблице 1.

Таблица 1.

| Параметры                                       | STA-Compact MAX          | STA-R MAX      |
|---|--------------------------|----------------|
| Загрузка образцов                               | Ручная                   | Автоматическая |
| Количество автономных направляющих с дозаторами | Одна                     | Три            |
| Система охлаждения реагентов                    | Элемент Пельтье          | Холодильник    |
| Способ размещения в лаборатории                 | Устанавливается на столе | Напольный тип  |
| Количество измерительных ячеек                  | 4                        | 8              |
| Количество инкубационных ячеек                  | 16                       | 32             |

|   |    |     |
|---|----|-----|
| Максимальное количество пробирок с образцами на борту | 96 | 215 |
| Количество позиций для перемешивания реагентов        | 5  | 15  |
| Количество дозирующих шприцов                         | 1  | 3   |
| Количество устройств для считывания штрих-кодов       | 1  | 2   |




Рисунок 1 – Анализатор гемостаза STA Compact Max.



Рисунок 2 – Анализатор гемостаза STA R Max.




Рисунок 3 – Анализатор гемостаза STA Compact Max. Вид пломбы.




Рисунок 4 – Анализатор гемостаза STA R Max. Вид пломбы.

### Программное обеспечение

Анализаторы гемостаза STA Compact Max и STA R Max имеют автономные программные обеспечения, которые используются для выполнения измерений, просмотра результатов измерений в реальном времени на дисплее персонального компьютера, изменения настроечных параметров анализатора, просмотра банка данных измерений и т.д.

Основные функции программных обеспечений: управление работой анализатора, обработка, передача и хранение результатов измерений.

Структура программных обеспечений представляет древовидную форму и состоит из разделов, прописанных в соответствующих главах руководств по эксплуатации анализаторов.

Просмотр версии ПО «STA Compact Max» доступен в пользовательском меню (User Maintenance) в левом верхнем углу экрана монитора. Просмотр версии ПО «STA R Max» доступен в окне состояния системы (SYSTEM SETUP – System status). Идентификационные данные программных обеспечений приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

| Идентификационные данные (признаки)       | Значение        |           |
|---|-----------------|-----------|
|   | STA Compact Max | STA R Max |
| Идентификационное наименование ПО         | STA Compact Max | STA R Max |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | 103.04.xx.xx    | 4.xx.xx   |
| Цифровой идентификатор ПО                 | -               |           |

Защита ПО от преднамеренных и непреднамеренных изменений соответствует уровню защиты «средний» по Р 50.2.007-2014.

Влияние ПО на метрологические характеристики учтено при нормировании метрологических характеристик.

### Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические характеристики анализаторов приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Наименование характеристики   | Значение характеристики                        |                                |
|---|--|--------------------------------|
|   | Анализатор гемостаза STA Compact Max           | Анализатор гемостаза STA R Max |
| Диапазон измерений интервалов времени, с  | от 3 до 600                                    | от 3 до 600                    |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени, с  | ±3,0   | ±3,0                           |
| Диапазон установки температуры инкубатора, °С   | 37,0±0,5                                       | 37,0±0,5                       |
| Максимальное число загрузки анализируемых проб, шт.   | 96   | 210                            |
| Максимальная производительность измерений, 1/ч  | до 150   | до 300                         |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более  | 705×970×730                                    | 1265×1220×805                  |
| Вес прибора, кг, не более   | 140  | 238                            |
| Потребляемая мощность, В·А, не более  | 1400   | 1300                           |
| Напряжение электрического питания частотой (50±1) Гц, В   | 220±22   |                                |
| Условия эксплуатации:<br>- температура окружающей среды, °С:<br>- относительная влажность воздуха, %:<br>- атмосферное давление, кПа: | от +15 до +32<br>от 20 до 80<br>от 84 до 106,7 |                                |
| Средний срок службы, лет  | 5  |                                |
| Наработка на отказ, ч, не менее   | 10000  |                                |

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульных листах Руководств по эксплуатации типографским способом и на корпус анализаторов методом сеткографии.

### Комплектность средства измерений\*

- |                |            |
|----------------|------------|
| - Анализатор   | 1 шт.      |
| - Комплект ЗИП | 1 комплект |

- Программный CD 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.
- Методика поверки МП-209-019-2015 1 экз.

\* - комплектация ЗИП и расходных материалов определяется требованиями заказчика.

### **Поверка**

осуществляется по документу МП-209-019-2015 «Анализаторы гемостаза STA Compact Max и STA R Max. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 30.12.2015 г.

Основное средство поверки:

- секундомер механический типа СОПрр, СОСпр, ТУ 25-1894.003-90.

Знак поверки в виде наклейки наносится на корпус анализатора (место нанесения указано на рисунках 1 и 2).

### **Сведения о методиках (методах) измерений**

Методики измерений изложены в документах:

- «Анализатор гемостаза STA Compact Max. Руководство по эксплуатации»;
- «Анализатор гемостаза STA R Max. Руководство по эксплуатации».

### **Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к анализаторам гемостаза STA Compact Max и STA R Max**

- Техническая документация компании «Diagnostica Stago SAS», Франция

### **Изготовитель**

Компания «Diagnostica Stago SAS», Франция

Адрес: Diagnostica Stago SAS, 9, rue des Freres Chausson, 92600 Asnieres, France, 3 Allee THERESA 92600 Asnieres-sur-Seine, France.

тел.: +33(0)1 46 88 20 20 факс: +33(0)1 47 91 08 91

E-mail: [stago@stago.fr](mailto:stago@stago.fr)

[www.stago.fr](http://www.stago.fr)

### **Заявитель**

ООО «ГЕМОСТАТИКА»

Адрес: 121165, Россия, г. Москва, ул. Студенческая, 26-22

Телефон: +7 (499) 277-01-02; 8 800 770 01 02

E-mail: [info@hemostatica.ru](mailto:info@hemostatica.ru)

### **Испытательный центр**

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». 119005, Санкт-Петербург, Московский пр.19, тел. (812) 251-76-01, факс (812) 713-01-14, e-mail: [info@vniim.ru](mailto:info@vniim.ru), <http://www.vniim.ru>

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311541 от 01.01.2016 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. «\_\_\_»\_\_\_\_\_2016 г.