



Наименование параметра	Модификация весов	
	HL-200Ri	HL-2000Ri
6 Пределы допускаемой погрешности взвешивания при первичной поверке и в эксплуатации, г: от НмПВ до 500е вкл. св. 500е до 2000е вкл.	$\pm 0,1$ $\pm 0,2$	$\pm 1,0$ $\pm 2,0$
7 Среднее квадратическое отклонение (СКО) показаний весов, г	0,1	1,0
8 Диапазон выборки массы тары, г	0...200	0...2000
9 Время взвешивания, с, не более	2	
10 Диапазон рабочих температур, °С	от 0 до плюс 30	
11 Параметры адаптера сетевого питания: - напряжение, В - частота, Гц - потребляемая мощность, Вт	220 <sup>+10%</sup> <sub>-15%</sub> 50±1 1	
12 Напряжение электрического питания от источника постоянного тока, В	4×1,5	
13 Габаритные размеры, мм	192×130×51	
14 Масса весов, г, не более	500	
15 Вероятность безотказной работы за 1000 ч	0,92	
16 Средний срок службы, лет	8	

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится типографским способом на эксплуатационную документацию весов и на весы в виде голографической наклейки.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Весы	1 шт.	
2	Руководство по эксплуатации	1 экз.	
3	Методика поверки	1 экз.	

### ПОВЕРКА

Первичная и периодическая поверки весов проводятся в соответствии с документом «Весы лабораторные электронные HL фирмы «A&D Co.LTD», Япония. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС» «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2005 г.

Основные средства поверки - гири класса точности M<sub>1</sub> по ГОСТ 7328-01 «Гири. Общие технические условия».

Межповерочный интервал - 1 год.

### НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы-изготовителя.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип весов лабораторных электронных HL-200Ri, HL-2000Ri утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: фирма «A&D Co. LTD», Япония  
3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-Ku, Tokyo 170 Japan  
Phone: 81 (3) 5391-6132 Fax: 81 (3) 5391-6148

Заявитель: ООО "Компания АГАБ"  
121552, Москва, ул. 3-я Черепковская, д. 15А,  
телефон: 727-44-55; 727-44-56

Представитель фирмы  
«A&D Co. LTD», Япония,  
в Москве ООО «Компания АГАБ»



Л.В. Артюхина