

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Колбы 2 класса точности

### Назначение средства измерений

Колбы 2 класса точности (далее – колбы) предназначены для приготовления растворов и отмеривания точных объемов жидкостей.

### Описание средства измерений



Колбы исполнения 1, 2, 2а представляют собой шарообразный сосуд с плоским или незначительно вогнутым дном и длинным цилиндрическим горлом под шлиф. Колбы с конусами горловин КШ 10/19, КШ 14/23, КШ 19/26, КШ 24/29, могут изготавливаться с пробками из пластмассы. На цилиндрической части горловины колб наносится круговая делительная отметка, соответствующая номинальной вместимости колб при температуре 20<sup>0</sup>С. Колбы вымеряются на наливной объем.

### Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Исполнение колб	Номинальная вместимость колб, мл	Предел допускаемой абсолютной погрешности, мл	Высота колб мм	Диаметр шара колб, мм	Обозначение конуса по ГОСТ 8682-70
1, 2, 2а	5	± 0,05	70	22	7/16
1, 2, 2а	10	± 0,05	90	27	7/16
1, 2, 2а	25	±0,08	110	40	10/19
1, 2, 2а	50	±0,12	140	50	10/19
1, 2, 2а	100	±0,20	170	60	10/19
1, 2, 2а	200	±0,30	210	75	14/23
1, 2, 2а	250	±0,30	220	80	14/23
1, 2, 2а	500	±0,50	260	100	14/23, 19/26
1, 2, 2а	1000	±0,80	300	125	19/26, 24/29
1, 2, 2а	2000	±1,20	370	160	24/29, 29/32

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на цилиндрическую часть колбы методом штамповки.

### **Комплектность средства измерений**

1. Колбы - в количестве по требованию заказчика.
2. Коробка упаковочная.
3. Этикетка.

### **Поверка**

осуществляется по ГОСТ 8.234-77 «Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки». При поверке применяются весы по ГОСТ Р 53228-2008, класс точности высокий П.

### **Сведения о методиках (методах) измерений**

При использовании колб 2 класса точности применяется метод прямых измерений (изменение объема жидкости), который приведен в этикетке.

### **Нормативные документы, устанавливающие требования колбам 2 класса точности**

1. ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) «Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия».
2. ГОСТ 8.234- 77 «Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки»
3. ГОСТ 8.470-82 «Государственная поверочная схема для средств измерений объема жидкости»

### **Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

- выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям (приготовление растворов, отмеривание точных объемов жидкостей).

### **Изготовитель**

Общество с Ограниченной Ответственностью «ФАРМСТЕКЛО»,  
г. Клин, Московская область, ул. Литейная, 20,  
тел./факс. 8(49624) 5-88-14, 5-06-63, E-mail: [farmstekloklin@mail.ru](mailto:farmstekloklin@mail.ru)

### **Испытательный центр**

ГЦИ СИ ФБУ «ЦСМ Московской области»,  
Регистрационный номер 30083-08,  
(Клинский филиал)  
г. Клин, Московская обл., ул. Дзержинского, д.2,  
тел (49624) 24162, факс (49624) 77070 E-mail: [klincsm@mail.ru](mailto:klincsm@mail.ru),

Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

Е.Р. Петросян

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г